

DUSIČNAN MĚDNATÝ TRIHYDRÁT**CAS:** 10031-43-3**Vzorec:** $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost: 241,60

Hustota: 2,05 g·cm⁻³**DUSIČNAN MĚDNATÝ TRIHYDRÁT****Technické parametry**

Bezpečné věty (GHS): H272-H400-H410-H302-H315-H319

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, čistý	500 g	R.0255.1
min 98 %, čistý	1 kg	R.0255.2
min 98 %, čistý	2,5 kg	R.0255.3
min 98 %, p.a., ACS	500 g	R.P754.1
min 98 %, p.a., ACS	1 kg	R.P754.2

DUSIČNAN MĚDNATÝ TRIHYDRÁT**Technické parametry**

Bezpečné věty (GHS): H272-H302-H315-H318-H400

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	500 g	D 53102