

DUSIČNAN NIKELNATÝ modifikátor matrice pro GF AAS

pro atomovou absorpční spektroskopii v grafitové peci (kyvetě)

- Až 70 stopových nečistot stanovených v ppm rozsahu či nižším
- Garantovaná přesnost +mn;1 %
- Expirace: 24 měsíců neotevřená láhev, 12 měsíců od otevření

Technické parametry

Bezpečné věty (GHS): H290-H315-H317-H319-H334-H341-H350i-H360D-H372-H412



Čistota	Balení	Katalogové číslo
10 g/l $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$ (99,999 %) v 1 % HNO_3	50 ml	R.5146.1