

DUSIČNAN SODNÝ

chilský ledek

CAS: 7631-99-4

Vzorec: NaNO₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	84,99
Hustota:	2,26 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H272-H319

DUSIČNAN SODNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, čistý	1 kg	D 37301
min 99,5 %, p.a.	500 g	D 37102
min 99,5 %, p.a.	1 kg	D 37101

DUSIČNAN SODNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, krystalický	100 g	R.8601.3
min 99 %, krystalický	1 kg	R.8601.2
min 99 %, krystalický	2,5 kg	R.8601.1
min 99 %, krystalický	25 kg	R.8601.5
min 99 %, p.a., ACS, ISO	500 g	R.A136.1
min 99 %, p.a., ACS, ISO	1 kg	R.A136.2
min 99 %, p.a., ACS, ISO	2,5 kg	R.A136.3
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	25 g	R.5742.1