

Džbánek odměrný PP barevný | VITLAB

Transparentní barevné stohovatelné džbánky s dobře čitelnou černou stupnicí

- Stupnice natištěná na obou stranách proti sobě umožňuje snadné odečítání objemu
- Džbánky jsou vhodné i pro potravinářské účely dle CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál: PP

Maximální teplota mytí: 60 °C (vyšší teplota může poškodit potisk)



Džbánek odměrný barevný PP

Objem (ml)	Dělení (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
500	10	100	140	modrá	1	C481942
500	10	100	140	žlutá	1	C481943
500	10	100	140	červená	1	C481944
500	10	100	140	zelená	1	C481945
1 000	10	125	167	modrá	1	C482942
1 000	10	125	167	žlutá	1	C482943
1 000	10	125	167	červená	1	C482944
1 000	10	125	167	zelená	1	C482945
500	10	100	140	modrá, žlutá, červená, zelená	4 (sada)	C481111
1 000	10	125	167	modrá, žlutá, červená, zelená	4 (sada)	C482111