

ECL Western blotting kit | PROMEGA

Chemiluminiscenční ECL kit pro detekci křenové peroxidázy

- Vysoce citlivý neradioaktivní chemiluminiscenční substrát na bázi luminolu pro detekci křenové peroxidázy (HRP) na imunoblotech
- Pro detekci velmi nízkých koncentrací antigenů
- S použitím zobrazovacích metod vizualizuje přítomnost HRP
- HRP katalyzuje oxidaci luminolu a přidáním roztoku peroxidu dochází k chemiluminiscenci o vlnové délce 425 nm
- Je důležité, aby membrána během celého procesu nevyschla
- Membrány se dotýkejte ideálně pouze čistými kleštěmi či pinzetou
- Pracovní roztok substrátu je **citlivý na světlo!** Krátkodobé vystavení laboratornímu osvětlení substrát nepoškodí
- Není nutná žádná optimalizace – snadný přechod od substrátů jiných značek

Technické parametry

Teplota skladování:

+2 až +8 °C



Popis	Balení	Katalogové číslo
ECL Western blotting kit	250 ml	D.W10010
ECL Western blotting kit	500 ml	D.W10150