

## Elektroforéza horizontální MINI-easy

Malá kompaktní elektroforéza pro rychlou analýzu

- Kompletní systém včetně příslušenství pro bezproblémové použití
- Bezpečnostní víko s integrovanými kabely
- Minimální nároky na objem pufru
- Elektroforézu lze umístit přímo na UV transiluminátor
- Dodává se pouze se základními hřebínky - další hřebínky nutno objednat samostatně

### Technické parametry

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Rozměr gelu:             | 8 x 10 cm         |
| Počet pozic pro hřebeny: | 2                 |
| Maximální počet vzorků:  | 32                |
| Objem pufru:             | 50 ml             |
| Rozměry (š x h x v):     | 150 x 135 x 30 mm |



Elektroforéza horizontální MINI-easy

| Popis                               | Katalogové číslo |
|-------------------------------------|------------------|
| Horizontální elektroforéza MINLeasy | R481771          |
| UV-transparentní podložka           | R481871          |

Součástí dodávky jsou dvě UV-transparentní podložky na gel a dva osmijamkové hřebínky 1,5 mm

### Hřebeny pro elektroforézu MINI-easy

| Hřeben           | Katalogové číslo |
|------------------|------------------|
| 1,0 mm; 8 jamek  | R482071          |
| 1,0 mm; 12 jamek | R482171          |
| 1,0 mm; 16 jamek | R481971          |
| 1,5 mm; 8 jamek  | R482371          |

|                  |         |
|------------------|---------|
| 1,5 mm; 12 jamek | R482471 |
| 1,5 mm; 16 jamek | R482271 |