


Elektroforézy vertikální MINI a MAXI

Modulární systémy pro oboustrannou elektroforézu na dvou gelech

- Stojan pro nezávislou přípravu dvou gelů
- Platinové elektrody a nekorodující pozlacené kontakty
- Robustní konstrukce z plexiskla
- Bezpečnostní víko s integrovanými kabely zaručuje správnou polaritu
- Vkládací elektroforetický modul pro dva gely
- Chlazená nebo nechlazená nádoba na elektrolyt



Vertikální elektroforézy MINI

Technické parametry

Rozměr skel:	10 x 10 cm
Maximální počet vzorků:	20
Objem elektrolytu (horní/spodní nádrž):	100 ml/300 ml
Rozměry (š x h x v):	200 x 150 x 140 mm

Typ	Chlazení	Stojan pro nalévání gelů	Katalogové číslo
MINI komplet	ne	ano	R800171
MINI komplet	ne	ne	R800371
MINI komplet	ano	ano	R800271
MINI komplet	ano	ne	R800471

Komplet obsahuje nádobu na elektrolyt, víko s kabely, vkládací elektroforetický modul pro dva gely dvě skla, dva páry spacerů (1 mm), dvě skla se zářezem pro hřebeny, dva 12 ti jamkové hřebínky 1 mm, jednu vyrovnávací desku (pro elektroforézu s jedním gelem).



Vertikální elektroforéza MINI

Skleněné desky pro model MINI

Technické parametry

Rozměr desky: 10 x 10 cm

Popis	Balení	Katalogové číslo
Deska standardní	2 ks	R051351
Deska se zářezem pro hřebeny	2 ks	R052051
Deska s pevnými spacery 0,75 mm	2 ks	R052351
Deska s pevnými spacery 1,0 mm	2 ks	R053051
Deska s pevnými spacery 1,5 mm	2 ks	R053151
Deska s pevnými spacery 2,0 mm	2 ks	R053651
Vyrovnávací deska pro práci s jedním gelem	1 ks	R053751



Skleněné desky

Spacery pro model MINI

Technické parametry

Rozměry: 12 x 103 mm

Balení: 2 ks

Tloušťka (mm)

Katalogové číslo

0,75	R462471
1,0	R462571
1,5	R462671
2,0	R462771



Spacery



Hřebínky pro model MINI

Technické parametry

Počet jamek	8	10	12	16	20
Šířka jamky (mm)	5,5	4	4	2,5	2
Vzdálenost mezi jamkami (mm)	15	15	15	15	15

Tloušťka (mm)	Hřeben	Katalogové číslo
0,75	8 jamek	R055051
0,75	10 jamek*	R463871
0,75	12 jamek	R463971
0,75	16 jamek	R464071
1,0	8 jamek	R055451
1,0	10 jamek*	R464371
1,0	12 jamek	R464471
1,0	16 jamek	R464571
1,5	8 jamek	R055551
1,5	10 jamek*	R464871
1,5	12 jamek	R464971
1,5	16 jamek	R465071
2,0	8 jamek	R055651
2,0	10 jamek*	R465371
2,0	12 jamek	R465471
2,0	20 jamek*	R059751

*kompatibilní s multikanálovými pipetami



Hřebínky


Vertikální elektroforézy MAXI

Technické parametry

Rozměr skel:	20 x 20 cm
Maximální počet vzorků:	48
Objem elektrolytu (horní/spodní nádrž):	650 ml/1000 ml
Rozměry (š x h x v):	285 x 150 x 275 mm

Typ	Chlazení	Stojan pro nalévání gelů	Katalogové číslo
MAXI komplet	ne	ano	R795071
MAXI komplet	ne	ne	R795271
MAXI komplet	ano	ano	R795171
MAXI komplet	ano	ne	R795371

Komplet obsahuje nádobu na elektrolyt, víko s kabely, vkládací elektroforetický modul pro dva gely, dvě skla, dva páry spacerů (1 mm), dvě skla se zářezem pro hřebeny, dva 24 jamkové hřebínky 1 mm a jednu vyrovnávací desku (pro elektroforézu s jedním gelem).



Skleněné desky pro model MAXI

Technické parametry

Rozměr desky:	20,0 x 20,5 cm
---------------	----------------

Popis	Balení	Katalogové číslo
Skleněná deska standardní	2 ks	R064951
Deska se zářezem pro hřebeny	2 ks	R065051
Deska s pevnými spacery 0,75 mm	2 ks	R065851
Deska s pevnými spacery 1,0 mm	2 ks	R065951
Deska s pevnými spacery 1,5 mm	2 ks	R066451
Vyrovnávací deska pro práci s jedním gelem	1 ks	R065151



Spacery pro model MAXI

Technické parametry

Rozměr: 20 x 200 mm

Balení: 2 ks

Tloušťka (mm)	Katalogové číslo
0,75	R463271
1,0	R463371
0,75; 1,5	R463471
1,0; 2,0	R463571





Hřebínky pro model MAXI

Technické parametry

Počet jamek	10	18	24	36	48
Šířka jamky (mm)	11	6,5	5	3	2,5
Vzdálenost mezi jamkami (mm)	20	20	20	20	20

Tloušťka (mm)	Hřeben	Katalogové číslo
0,75	18 jamek*	R467371
0,75	24 jamek	R467771
0,75	36 jamek*	R467971
0,75	48 jamek	R468071
1,0	18 jamek*	R468371
1,0	24 jamek	R468571
1,0	36 jamek*	R468771
1,0	48 jamek	R468871
1,5	18 jamek*	R469171
1,5	24 jamek	R469371
1,5	36 jamek*	R469571
1,5	48 jamek	R469671
2,0	24 jamek	R470171
2,0	48 jamek	R470471

*kompatibilní s multikanálovými pipetami



Náhradní díly pro vertikální elektroforézy MINI a MAXI

Pro model MINI			Pro model MAXI		
Popis	Balení	Katalogové číslo	Popis	Balení	Katalogové číslo
Nádoba na elektrolyt bez víka	1 nádoba	R800571	Nádoba na elektrolyt bez víka	1 nádoba	R795471
Víko nádoby na elektrolyt	1 víko	R800971	Chlazená nádoba na elektrolyt bez víka	1 nádoba	R795571

Vkládací elektroforetický modul	1 komora	R800771	Víko nádoby na elektrolyt	1 víko	R795871
Stojan pro přípravu gelů	1 stojan	R800871	Vkládací elektroforetický modul	1 komora	R795671
Fixační deska s těsněním pro elektroforetický modul	2 sady	R801071	Stojan pro přípravu gelů	1 stojan	R795771
Těsnění pro elektroforetický modul	2 sady	R801171	Těsnění pro elektroforetický modul	2 sady	R796071
Těsnění pro stojan na přípravu gelů	2 těsnění	R801371	Těsnění pro stojan na přípravu gelů	2 těsnění	R796371
Šrouby pro elektroforetický modul	4 šrouby*	R801271	Šrouby pro elektroforetický modul	4 šrouby*	R796171
Platinová elektroda průměr 0,2 mm	650 mm	R079471	Platinová elektroda průměr 0,2 mm	650 mm	R079471

* 6 šroubů pro model MAXI