

Endo-Agar (základ)

Pro izolaci střevních gram-negativních koliformních bakterií z vody, mléčných výrobků a potravin


Technické parametry

pH: 7,5 ± 0,2

Teplota skladování: +20 °C

Složení (na 1 litr): 10 g peptonu; 10 g laktózy; 3,5 g fosforečnanu draselného; 2,5 g siřičitanu sodného; 10 g agaru

Aplikace: 36 g na 1 l agaru, přidat 5 ml bazického fuchsinu



E. coli - reakce siřičitan sodný/fuchsin

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R 79200