

EOSIN B

C.I.45400, 4',5'-dibrom-2',7'-dinitrofluorescein disodná sůl, Acid Red 91, Eosin Scarlet


CAS: 548-24-3

Vzorec: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉

- Podobně jako Eosin Y se používá k barvení plazmy, např. pro Hematoxylin-Eosin (H&E) barvení

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	624,09
Indikátor:	pH 1,7 - 1,8
Barevný přechod:	bezbarvá - růžově fluorescenční
Pracovní roztok:	0,5 - 2% ve vodě či EtOH
Excitační maximum:	525 nm
Emisní maximum:	545 nm



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	10 g	sklo	R 03061
pro mikroskopii	25 g	sklo	R 03062
pro mikroskopii	50 g	sklo	R 03063