

FAST GREEN FCF

Food Green 3

Pro barvení proteinů


CAS: 2353-45-9

Vzorec: $C_{37}H_{34}N_2Na_2O_{10}S_3$

- Rozpustná v EtOH a vodě, nahrazuje světlou zeleň v Massonově Goldnerově barvení či v Papanicolaouově roztocích

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	808,84
Absorpční maximum:	622-626 nm
Bezp. věty (GHS):	H341-H351



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro mikroskopii	25 g	R 03011