



FastGene Western Blot Systém | NIPPON Genetics

FastGene Western Blot System je účinné zařízení pro šetrný přenos bílkovin z gelu na membránu


- Systém Western Blot obsahuje všechny potřebné komponenty pro spolehlivý přenos proteinů
- Pro blotování 2 gelů současně
- Snadný zamykací mechanismus
- Vana (PG05) a víko jsou kompatibilní se systémem FastGene® PAGE Protein System (PG01)
- Dodáváno s podrobnými pokyny pro úspěšné provedení přenosu a analýzy



Kompletní sada western-blot-system (PG08)



Obecné nastavení Western Blot Systému



Rám s elektrodami



Konektor



Houba



Chladicí vložka

Popis	Katalogové číslo
FastGene Western Blot Systém	N080108

Příslušenství	N080109
---------------	---------

Obsah balení: 1x vana ([PG05](#)) a příslušenství ([PG09](#)): 1x rám s elektrodami, 2x konektory, 5x houba, 2x chladicí vložka.