


FastGene Western ECL Kit | NIPPON Genetics

Detekční chemiluminiscenční Western blot kit

- Chemiluminiscenční substrát na bázi luminolu
- Používá se k detekci křenové peroxidázy (HRP)
- Vysoká citlivost – detekce antigenů o velmi nízkých koncentracích
- Dlouhá doba trvání signálu – optimální pro digitální zobrazování
- Není nutná žádná optimalizace – snadný přechod od jiných značek
- Ideální pro PDVF a nitrocelulózkové membrány



Popis	Balení	Katalogové číslo
FastGene Western ECL Kit	100 ml	N080110