

FEHLINGOVO ČINIDLO I

Roztok síranu měďnatého

Technické parametry

Hustota:	1,04 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H410



Fehlingovo činidlo I pro stanovení cukrů

FEHLINGOVO ČINIDLO I

Ke stanovení cukrů

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H318-H410
-------------------	-----------

Čistota	Balení	Katalogové číslo
Ph.Eur.	1 l	R.N055.1

FEHLINGOVO ČINIDLO I

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H410
-------------------	------

Čistota	Balení	Katalogové číslo
roztok připravený k použití	1 l	F 12501