

Fetální bovinní sérum

FBS, Fetal Bovine Serum

- Sérum je díky jedinečným vlastnostem nezbytnou součástí kultivačních médií, kde iniciuje buněčné dělení a tedy i růst celé kultury *in vitro*
- FBS je komplexní směs proteinů, růstových faktorů a mnoha dalších významných látek
- Jedná se o cennou a nezbytnou složku pro kultivaci široké škály buněčných kultur
- Produkty ošetřené pomocí ozařování gama paprsky při 25-35 kGy dosahují maximální inaktivace kontaminujících látek
- Rozmrazování přes noc při teplotě +2 až +8 °C
- Po otevření skladovat při teplotě +4 °C po dobu 4 až 6 týdnů

Technické parametry

Teplota skladování:

≤ -15 °C



Popis	Původ	Ošetření	Balení	Katalogové číslo
Fetální bovinní sérum	Jižní Amerika	-	100 ml	D.FBS-12B
Fetální bovinní sérum	Jižní Amerika	-	500 ml	D.FBS-12A
Fetální bovinní sérum	Jižní Amerika	Tepelná inaktivace	100 ml	D.FBS-HI-12B
Fetální bovinní sérum	Jižní Amerika	Tepelná inaktivace	500 ml	D.FBS-HI-12A
Fetální bovinní sérum	Jižní Amerika	Ozařování gama paprsky	100 ml	D.FBS-GI-12B
Fetální bovinní sérum	Jižní Amerika	Ozařování gama paprsky	500 ml	D.FBS-GI-12A
Fetální bovinní sérum	USA	-	100 ml	D.FBS-22B
Fetální bovinní sérum	USA	-	500 ml	D.FBS-22A
Fetální bovinní sérum	USA	Tepelná inaktivace	100 ml	D.FBS-HI-22B
Fetální bovinní sérum	USA	Tepelná inaktivace	500 ml	D.FBS-HI-22A