

Filtr membránový PORAFIL® MACHEREY-NAGEL

Pro mikrofiltraci a sterilizaci vodných i nevodných roztoků

Technické parametry

Označení	Materiál membrány	Hydrofilní	Vazba proteinů	Odolnost vůči rozpouštědlům	Použití
PORAFIL® NC	nitrát celulózy	ano	střední	slabá	vodné roztoky
PORAFIL® CM	směs esterů celulózy	ano	vysoká	slabá	vodné roztoky
PORAFIL® CA	acetát celulózy	ano	velmi slabá	dobrá	vodné a alkoholických roztoky, biologické vzorky
PORAFIL® TE	teflon PTFE	ne	slabá	velmi dobrá	organické roztoky
PORAFIL® PE	polyester	ano	slabá	dobrá	vodné a organické roztoky, analýza prachů a aerosolů
PORAFIL® RC	regenerovaná celulóza	ano	slabá	dobrá	standardní vodná a organická HPLC rozpouštědla
PORAFIL® PC	polykarbonát	ano	slabá	slabá	vodné roztoky, mikrobiologické vzorky, stanovení AOX
PORAFIL® MV	směs esterů celulózy, polyester	ano	vysoká	slabá	vodné roztoky, vysoká mechanická odolnost



PORAFIL® CM MACHEREY-NAGEL

Nesterilní hydrofilní membrány ze směsi esterů celulózy pro vodné roztoky

- Ideální filtry pro vázkovou analýzu, zvláště vhodné pro vodné roztoky
- Filtry lze autoklávovat při 121 °C

Technické parametry

Materiál:	směsné estery celulózy
Teplotní stabilita:	max 125 °C