

Filtr membránový CA sterilní | FILTRATECH


Hydrofilní filtry z modifikovaného acetátu celulózy

- Filtry pro mikrobiologickou analýzu vodných vzorků (pitných a povrchových vod, nápojů, léčiv a pod.)

Technické parametry

Materiál:	acetát celulózy
Teplotní stabilita:	max 180 °C
Rozsah pH:	3 - 7

Porozita filtru	0,22 µm	0,45 µm
Rychlost filtrace na 1 cm ² (při tlaku 10 psi)	9-31 ml/min	33-36 ml/min



Membrána z modifikovaného acetátu celulózy

Průměr membrány (mm)	Porozita (µm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
47	0,22	100	F471122
47	0,45	100	F471145