

Filtrační systém MILLIPORE

Filtrační systémy pro sterilní filtraci médií, sér, doplňků do médií a dalších vodných roztoků

- Nepatrná vazba proteinů na filtru
- Rychlý průtok filtrované tekutiny - krátký čas filtrace



Filtrační systém vakuový Stericup PES/PVDF

Kompletní systém obsahující sterilní filtrační nástavec a láhev pro objemy od 150 do 1 000 ml

- Filtrační membrány s póry 0,1 µm (pro odstranění mykoplasmat), 0,22 µm a 0,45 µm
- Nízký kompaktní systém usnadňující práci v laminárním boxu
- Láhve lze stavět na sebe

Technické parametry

Materiál filtru:	PES (hydrofilní polyethersulfon)
:	PVDF (hydrofobní polyvinyliden fluorid)
Průměr filtru :	70 mm
Plocha filtru:	40 cm ²
Materiál nálevky a láhve:	PS
Materiál víčka láhve:	PE
Balení:	12 ks

Membrána PES				Membrána PVDF			
Porozita (µm)	Objem nálevky (ml)	Objem láhve (ml)	Katalogové číslo	Porozita (µm)	Objem nálevky (ml)	Objem láhve (ml)	Katalogové číslo
0,1	250	250	I370121	0,1	250	250	
0,22	150	150	R733871	0,22	150	150	I308721
0,22	250	250	R733971	0,22	250	250	I308821

0,22	500	500	R734071	0,22	500	500	I308921
0,22	500	1 000	R734171	0,22	500	1 000	I309021
0,22	1 000	1 000	R734271	0,22	1 000	1 000	I309121
0,45	150	150		0,45	150	150	I309221
0,45	250	250		0,45	250	250	I309321
0,45	500	500		0,45	500	500	I309421
0,45	1 000	1 000		0,45	1 000	1 000	I309621



Nástavec filtrační Steritop na láhve PS

Samostatné sterilní nálevky s integrovaným filtrem pro našroubování na láhve

- Použití pro vakuové láhve se šroubovacím hrdlem GL 45
- Materiál a ostatní parametry filtrů stejné jako u systému Stericup

Technické parametry

Velikost pórů:	0,22 µm
Materiál nálevky:	PS
Balení:	12 ks

Membrána PES		Membrána PVDF	
Objem nálevky (ml)	Katalogové číslo	Objem nálevky (ml)	Katalogové číslo
150	R733471	150	
250	R733571	250	
500	R733671	500	I309921
1 000	R733771	1 000	

Vhodné skleněné láhve najdete v kapitole "Laboratorní sklo" - "Vakuové láhve se šroubovacím uzávěrem DURAN"



Láhve pro filtrační nastavce PS/PE

Sterilní láhve se šroubovacím víčkem pro filtrační systémy Steritop a Stericup

Technické parametry

Materiál láhve:	PS
Materiál víčka:	PE
Balení:	12 ks

Objem (ml)	Katalogové číslo
250	I370421
500	I370521
1 000	I370621

