

FIPRONIL


CAS: 120068-37-3

Vzorec: C₁₂H₄Cl₂F₆N₄OS

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

437,15



FIPRONIL

Technické parametry

Bezpečné věty (GHS):

H301-H311-H331-H372-H410

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %	100 mg	R.0925.1

FIPRONIL standardní roztok

Technické parametry

Bezpečné věty (GHS):

H225-H302+H312+H332-H319

Čistota	Balení	Katalogové číslo
100 µg/ml v acetonitrilu	1 ml	R.0935.1