

Fluorescenční pravítka


Pro dokumentaci fragmentů DNA v agarózových gelech

- Pravítka fluoreskují ve stejném rozmezí jako komplexy EtBr-DNA
- Ideální pomůcka při fotografování agarózových gelů
- Šířka pravítek 7 mm umožňuje jejich vložení do jednoho pruhu gelu
- Sada obsahuje 2 pravítka délky 10 cm pro mini gely a 2 pravítka 20 cm pro dlouhé gely

Technické parametry

Rozměry pravítek:

7 x 100 mm a 7 x 200 mm



Fluorescenční pravítka

Popis	Balení	Katalogové číslo
Fluorescenční pravítka	1 sada (4 ks)	R.K162.1