

FLUORID SODNÝ

CAS: 7681-49-4

Vzorec: NaF

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	41,99
Bezp. věty (GHS):	H301-H315-H319-EUH032

FLUORID SODNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, čistý	1 kg	F 04302
min 99 %, p.a.	500 g	F 04101

FLUORID SODNÝ

Technické parametry

Hustota:	2,78 g·cm ⁻³
----------	-------------------------

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, extra čistý	500 g	R.2618.1
min 99 %, extra čistý	1 kg	R.2618.2
min 99 %, extra čistý	2,5 kg	R.2618.3
min 99 %, p.a., ACS, ISO	500 g	R.P756.1
min 99 %, p.a., ACS, ISO	1 kg	R.P756.2
min 99 %, p.a., ACS, ISO	2,5 kg	R.P756.3
ROTI®METIC 99,995 % (4N5)	10 g	R.4503.1
ROTI®METIC 99,995 % (4N5)	50 g	R.4503.2