


Fólie adhezivní pro (q)PCR destičky | NIPPON Genetics

Samolepicí čirá uzavírací fólie pro standardní PCR a real-time PCR

- Stahovací okraj pro snadné vyjmutí
- Odolné vůči DMSO
- Vhodné pro PE, PS i PP destičky
- Bez DNáz, RNáz a gDNA

Technické parametry

Materiál:	Polyolefin 0,05 mm
Teplotní odolnost:	-80 až +110 °C
Rozměry:	135 mm x 80 mm



Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Fólie adhezivní pro (q)PCR destičky	100	N939100