

Fólie SecureSeal™ pro real-time PCR SIMPORT

Transparentní těsnicí fólie pro real-time PCR destičky

- Speciální adhezivní vrstva citlivá na tlak
- Spolehlivé utěsnění kolem každé jamky
- Vhodná i pro desky se zvýšeným okrajem
- Odolné vůči DMSO díky spodnímu polyesterovému podkladu
- Bez RNáz, DNáz a DNA

Technické parametry

Materiál:	polyolefin
Teplotní rozsah:	-70 až +100 °C



Fólie SECURESEAL™

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Fólie SecureSeal™	100	U329006