

Fólie uzavírací pro mikrotitrační destičky



Zabraňuje odpařování vzorků a kontaminaci mezi jamkami

- Průhledná inertní fólie z polyolefinu a elastomeru s akrylátovou adhezivní vrstvou: použitelná pro většinu metod, při nichž se používají destičky, snižuje propustnost vlhkosti na 0,001 % a kyslíku na 0,01 %
- Průhledná přilnavá fólie z polyolefinů s akrylátovou lepicí vrstvou, speciálně pro PCR destičky
- Fólie z hliníku s adhezivní vrstvou - snadno propíchnutelná špičkou automatické pipety
- Bez DNA, DNáz, RNáz
- Odolné vůči DMSO

Technické parametry

Balení:

100 ks



Popis	Sterilita	Teplotní rozmezí	Balení (ks)	Katalogové číslo
Fólie z polyolefinu	ne	-40 až +120° C	100	U003293
Fólie z polyolefinu	ano	-40 až +120° C	100	U003294
PCR fólie z polyolefinů	ano	-70 až +100 °C	100	U003292
Fólie Al	ne	-80 až +120 °C	100	U003295

Gumový váleček

Váleček pro optimální přitlačení fólie

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Gumový váleček	1	U003299

