

FOSFOR - standard pro ICP-OES

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Vzorec: P

- Roztok připraven z vysoce čistého materiálu (obvykle min 99,999 %)
- Složení standardu je ověřeno gravimetricky a pomocí ICP
- Pro přípravu roztoku je použita voda a kyselina nejvyšší kvality
- Kyselina je čištěna pomocí destilace pod bodem varu
- "Traceable to SRM from NIST"

Technické parametry

Garantovaná čistota:	±0,2 %
Počet měřených stopových nečistot (ppt):	max 70
Expirace:	24 měsíců neotevřená lahev, 12 měsíců od otevření
Materiál láhve:	HDPE

Sloučenina	Koncentrace (mg/l)	Matrice	Objem (ml)	Katalogové číslo
NH ₄ H ₂ PO ₄	1 000	H ₂ O	100	R.2451.1
NH ₄ H ₂ PO ₄	1 000	H ₂ O	250	R.2451.2
NH ₄ H ₂ PO ₄	10 000	H ₂ O	100	R.2534.1