

FTA® karty pro úschovu bakteriálních klonů

Specializované karty pro archivaci a izolaci plazmidové a BAC DNA. Originál Whatman, vyrobeno GE Healthcare.

- Zachycení nukleových kyselin v jednom snadném kroku - jednoduše aplikujte vzorek na kartu
- Zachycené nukleové kyseliny jsou jednoduše dostupné pro následné analýzy
- DNA zachycená na FTA® karty je při pokojové teplotě stabilní v řádu let
- Na jedné kartě je možno skladovat až 96 klonů (kompatibilní se standardním formátem 96-jamkového platíčka, možnost nanášení vzorků multipipetou)
- Aplikujte několik µl bakteriální kultury, resuspendované kolonie či zásobního materiálu v glycerolu
- Pro další analýzy se DNA zachycená na kartě opláchně TE pufrem, takto ošetřená DNA je připravena k eluci či přímému použití v PCR, transformaci, rolling circle amplifikaci s následnou sekvenací, apod.



FTA® karty pro úschovu bakteriálních klonů

Popis	Typ	Balení (ks)	Katalogové číslo
FTA® karty	CloneSaver	5	R.HP11.1