

FTA® sáčky

Sáčky pro uskladnění FTA® karet. Originál Whatman, vyrobeno GE Healthcare.

- Sedm vrstev chrání karty před působením plynů či kapalin a před případnou kontaminací
- Obálka je pevně utěsněna a udržuje vzorky v bezpečí
- Pečeť sáčku umožní zjistit neporušenost vzorku a případnou manipulaci se sáčkem
- Vnější papírový povrch umožňuje označení či popis



FTA® sáčky

Popis	Typ	Pro typ FTA® karty	Balení (ks)	Katalogové číslo
FTA® sáčky	Mini	MINI, MICRO	100	R.CL92.1
FTA® sáčky	Maxi	CLASSIC	100	R.CL95.1
FTA® sáčky	CloneSaver	CloneSaver	50	R.HP12.1

V případě CloneSaver sáčků: doplňkový znovu-uzavíratelný zip-lock.