

FUCHSIN BAZICKÝ

C.I. 42510, Basic violet, Magenta


CAS: 632-99-5

Vzorec: C₂₀H₂₀ClN₃

- Rozpustný ve vodě a v EtOH
- Široké použití v histologii, např. v karbofuchsinu v Gramově barvení nebo v resorcinol-fuchsin roztoku v barvení elastických vláken

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	337,85
Indikátor:	pH 1,0-3,1
Barevný přechod:	tmavě fialová - fialovorůžová
Pracovní roztok:	0,4 g v 100 ml H ₂ O
Bezp. věty (GHS):	H351



FUCHSIN BAZICKÝ

FUCHSIN BAZICKÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
indikátor	100 g	F 09503

FUCHSIN BAZICKÝ

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	25 g	sklo	R.3256.2
pro mikroskopii	50 g	sklo	R.3256.1
pro mikroskopii	100 g	sklo	R.3256.3