

FUCHSIN KYSELÝ

C.I.42685


CAS: 3244-88-0

Vzorec: $C_{20}H_{17}N_3Na_2O_9S_3$

- Používán jako barvivo plazmy v 0,5 - 1% vodném roztoku

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	585,54
Excitační maximum:	540 nm
Emisní maximum:	630 nm



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	1 g	sklo	R.T128.2
pro mikroskopii	10 g	sklo	R.T128.1
pro mikroskopii	25 g	sklo	R.T128.3