

Gel desinfekční na ruce DESDERMAN

Hydroalkoholický gel na dezinfekci rukou nevyžadující oplachování

- Účinný proti gramnegativním i grampozitivním bakteriím vč. TBC, lipofilním i hydrofilním virům (Polioviry, Rotaviry, Adenoviry, Vaccinia viry, Herpes Simplex, HAV, HBV, HCV, Norwalk vir, Coronaviry, Helicobakter pylori, EHEC, MRSA)
- Antibakteriální, fungicidní (včetně kvasinek), antivirový účinek
- Pro každodenní hygienu v laboratořích, nemocnicích, dopravě i obchodech
- Klinicky prokázaný inaktivační účinek na polioviry a kožní mikroskopické houby na lidských rukou

Technické parametry

Účinné látky:	etanol 96%, 2-bifenyolol
Aplikace:	vtírat 3 ml gelu po dobu 30 sekund
Bezp. věty (GHS):	H226-H319



Gel desinfekční na ruce DESDERMAN

Popis	Balení	Katalogové číslo
DESDERMAN gel	500 ml	R031500
Pumpička k lahvi 500 ml	1 ks	L180303