

Glycerol s obsahem proteinu

pro histologii, mikroskopii

- Pro fixaci a napínání řezů
- Glycerol s obsahem koloidně rozpuštěného vaječného albuminu

Technické parametry

Vzhled: Neprůhledná bezbarvá či lehce nažloutlá tekutina



Glycerol s obsahem proteinu

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Glycerol s obsahem proteinu	100 ml	sklo	R.P049.1

Při pokojové teplotě může roztok vločkovat, sraženiny se opět rozpustí při jemném zahřátí.