

Goldnerovo barvivo roztok

Pro vizualizaci pojivové tkáně (v rámci Masson-Goldnerova barvení trichromem)

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):

H315-H318 (Goldnerovo barvivo II)



Goldnerovo barvivo roztok

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Goldnerovo barvivo I pro mikroskopii	Ponceau-Fuchsin	500 ml	R.3469.1
Goldnerovo barvivo I pro mikroskopii	Ponceau-Fuchsin	1 l	R.3469.2
Goldnerovo barvivo II pro mikroskopii	Phosphotungstic acid-Orange G	500 ml	R.3470.1
Goldnerovo barvivo II pro mikroskopii	Phosphotungstic acid-Orange G	1 l	R.3470.2
Goldnerovo barvivo III pro mikroskopii	Light green SF yellowish solution	500 ml	R.3473.1
Goldnerovo barvivo III pro mikroskopii	Light green SF yellowish solution	1 l	R.3473.2