

Halena lékařská

Bílá unisex halena s krátkými kimono rukávy a výstřihem do V

- Halena české výroby je vyrobena z kvalitního prodyšného a savého materiálu
- Volný a pohodlný unisex střih
- Na přední straně 3 nakládané kapsy
- Halenu lze prát na 95 °C

Technické parametry

Materiál: 100% bavlna, 160 g/m²



Velikost	Délka (cm)	Obvod hrudníku (cm)	Obvod přes boky (cm)	Katalogové číslo
XS	74	106	104	L112031
S	74	114	112	L112032
M	76	122	120	L112033
L	76	130	128	L112034
XL	78	142	140	L112035
XXL	78	154	152	L112036