


H&E Fast Staining Kit

Pro mikroskopii

- Hematoxylin-Eosin barvicí kit pro rychlé barvení tkáňových preparátů
- Dodáváme včetně návodu k použití

Technické parametry

Obsah balení:	Fast Staining H&E roztok 1 Fast Staining H&E roztok 2
Teplota skladování:	+20 °C
Bezpeč. věty (GHS):	H225-H290-H301+H311+H331-H370



Plicní tkáň krysy, obarvená H&E Fast Staining Kitem

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	2 × 250 ml	plast	R.9194.1
pro mikroskopii	2 × 500 ml	plast	R.9194.2

Tento kit nelze zakoupit po jednotlivých částech