

HESPERIDIN

hesperetin-7-rutinosid
z pomerančovníku čínského (*Citrus sinensis*)


CAS: 520-26-3

Vzorec: C₂₈H₃₄O₁₅

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

610,55



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 90 %	25 g	R.9972.2
min 90 %	100 g	R.9972.1
ROTICHROM® CHR	10 g	R.7737.1
ROTICHROM® TLC referenční látka pro tenkovrstvou chromatografii	10 mg	R.5800.1
ROTICHROM® HPLC min 98 % referenční látka pro HPLC	10 mg	R.7577.1
ROTICHROM® HPLC min 98 % referenční látka pro HPLC	20 mg	R.7577.2