

HEXAKYANOŽELEZNATAN DRASELNÝ TRIHYDRÁT

žlutá krevní sůl, ferrokyanid draselný

CAS: 14459-95-1**Vzorec:** $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

422,41

HEXAKYANOŽELEZNATAN DRASELNÝ TRIHYDRÁT**Technické parametry**

Bezpečné věty (GHS):

H412-EUH032

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %, p.a.	500 g	H 03102
min 99,5 %, p.a.	1 kg	H 03101

HEXAKYANOŽELEZNATAN DRASELNÝ TRIHYDRÁT**Technické parametry**

Hustota:

1,85 g·cm⁻³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98,5 %, krystalický	250 g	R.7974.1
min 98,5 %, krystalický	1 kg	R.7974.2
min 98,5 %, krystalický	5 kg	R.7974.3
min 99 %, p.a., ACS, ISO	500 g	R.P745.1
min 99 %, p.a., ACS, ISO	1 kg	R.P745.2
min 99 %, p.a., ACS, ISO	2,5 kg	R.P745.3
ROTI®METIC 99,99 % (4N)	5 g	R.1L7C.1
ROTI®METIC 99,99 % (4N)	25 g	R.1L7C.2