

HLINÍK

CAS: 7429-90-5

Vzorec: Al

Technické parametry

Atomová hmotnost:	26,98
Bezp. věty (GHS):	H250-H261 (pro práškovou formu)
Sušidlo vhodné pro:	alkoholy



HLINÍK

práškový či granulovaný

Čistota	Balení	Katalogové číslo
granulovaný 1-5 mm min 99 %	250 g	R.5280.1
granulovaný 1-5 mm min 99 %	1 kg	R.5280.2
práškový, <160 µm min 99 %	250 g	R.5285.1
práškový, <160 µm min 99 %	1 kg	R.5285.2
granulovaný ROTI®METIC 99,995 % (4N5)	25 g	R.5577.1
granulovaný ROTI®METIC 99,995 % (4N5)	100 g	R.5577.2