

Hokejka očkovací

Sterilní plastová hokejka pro jedno použití

- Jednotlivě balené hokejky sterilizované gama-zářením


Technické parametry

Materiál hokejky tvar "T":

rázuvzdorný PS

Materiál hokejky zahnuté:

ABS



Očkovací hokejka



Hokejka očkovací

Popis	Délka (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Hokejka tvar "T"	171	1	U000300
Hokejka zahnutá	146	1	S863601
Hokejka zahnutá	146	5	S863605
Hokejka zahnutá	146	10	S863610