


Elektroforéza PROfessional pro IEF

Elektroforetický systém pro izoelektrickou fokusaci (IEF)

- Plochá elektroforetická jednotka optimalizovaná pro rychlé, snadné a reprodukovatelné provádění IEF
- Vhodná také pro všechny typy horizontálních precast gelů a 2D elektroforézu
- Odnímatelná deska ze speciální keramiky umožňuje účinné odvádění a regulaci tepla
- K chladicí desce lze snadno a rychle připojit volitelnou recirkulační chladicí jednotku, která zajistí optimální provozní teplotu pro vysokonapěťovou elektroforézu
- Nastavitelné elektrody typu "pick-and-place" a klipový rám elektrod umožňují flexibilní použití podle konkrétní aplikace
- Fokusační zásobník až pro 12 proužků IPG (imobilizovaný pH gradient) o délce 7-24 cm
- Rehydratační zásobník pro pohodlné přenášení IPG proužků do zaostřovacího zásobníku
- Doporučujeme používat s [napájecí jednotkou EV3330](#)

Technické parametry

Materiál:	PMMA
Rozměr gelu:	26 x 26 cm
Rozměry (d x š x v):	55 x 35 x 10 cm



Popis	Katalogové číslo
Elektroforéza PROfessional pro IEF	R.1Y9Y.1

Součástí balení je horizontální plochá elektroforetická jednotka s elektrodami, bezpečnostní víko, skleněná plošina, keramická chladicí deska (26 x 26 cm), rehydratační a zaostřovací zásobník, nastavitelné elektrodové svorky, upínací elektrodový rám, sada napájecích kabelů a jeden pár zkuškových adaptérů s ventilem.