

## Inkubátor hybridizační Slide Moat™ BOEKEL

Spolehlivý a oblíbený hybridizační inkubátor na mikroskopická skla

- Přesná teplotní stabilita a uniformita, PID řízení teploty
- Tvrzené skleněné víko s integrovaným těsněním
- Pro fotosenzitivní reagenty je možné dokoupit štít
- Aplikace: *In-situ* hybridizace, aj. inkubační postupy, sušení a zahřívání mikroskopických skel, imunohistochemické aplikace, v hematologii

### Technické parametry

|                                      |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kapacita :                           | 30 mikroskopických podložních skel 76 x 26 mm (1" x 3") ve 3 řadách |
| Teplotní rozsah:                     | Teplota okolí +5 °C až 99 °C                                        |
| Doba ohřevu na 65°C z teploty okolí: | 20 min                                                              |
| Teplotní uniformita:                 | ±0.35°C při 37°C; ±0.7°C při 65°C                                   |
| Rozměry:                             | 40,6 x 34,9 x 14,6 cm                                               |
| Váha:                                | 10,4 kg                                                             |
| Napájení:                            | 230 V, 50 Hz                                                        |



| Popis                              | Katalogové číslo |
|------------------------------------|------------------|
| Hybridizační inkubátor Slide Moat™ | C240002          |

Doporučujeme používat krycí sklíčka pro inkubaci při vyšších teplotách než 37 °C nebo dobu inkubace delší než 1 hodinu.