

HYDROGENFOSFOREČNAN AMONNÝ

sekundární fosforečnan amonný

CAS: 7783-28-0

Vzorec: $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 132,06

HYDROGENFOSFOREČNAN AMONNÝ

Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H319-H335-H315

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, čistý	500 g	H 19302
min 99 %, čistý	1 kg	H 19301
min 99 %, p.a.	500 g	H 19102
min 99 %, p.a.	1 kg	H 19101

HYDROGENFOSFOREČNAN AMONNÝ

Technické parametry

Hustota: 1,62 g·cm⁻³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 97 %, extra čistý	500 g	R.0268.1
min 97 %, extra čistý	1 kg	R.0268.2
min 97 %, extra čistý	2,5 kg	R.0268.4
min 97 %, extra čistý	5 kg	R.0268.3
min 98 %, p.a., ACS	500 g	R.P736.1
min 98 %, p.a., ACS	1 kg	R.P736.2
min 98 %, p.a., ACS	2,5 kg	R.P736.3
ROTI®METIC 99,999 % (5N)	100 g	R.5596.1