

HYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

bezvodý sekundární fosforečnan draselný

CAS: 7758-11-4

Vzorec: K_2HPO_4

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

174,18

HYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	500 g	H 07102
min 99 %, p.a.	1 kg	H 07101

HYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

Technické parametry

Hustota:

2,44 g·cm⁻³

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
min 98 %	500 g	R 68752
min 98 %	1 kg	R 68751
min 98 %	5 kg	R.6875.3
min 98 %	25 kg	R.6875.7
min 98 %, Ph.Eur., BP	500 g	R.T875.1
min 98 %, Ph.Eur., BP	1 kg	R.T875.2
min 98 %, Ph.Eur., BP	5 kg	R.T875.3
min 99 %, p.a.	500 g	R.P749.1
min 99 %, p.a.	1 kg	R.P749.2
min 99 %, p.a.	2,5 kg	R.P749.3
min 99 %, p.a.	25 kg	R.P749.5
ROTI®METIC 99,99 % (4N)	25 g	R.5066.1