

HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ DIHYDRÁT

dihydrát sekundárního fosforečnanu sodného

CAS: 10028-24-7**Vzorec:** $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ **Technické parametry**

Molekulová hmotnost:

177,99

HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ DIHYDRÁT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	1 kg	H 40102

HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ DIHYDRÁT**Technické parametry**

Hustota:

2,1 g·cm⁻³

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, Ph.Eur., USP	500 g	R.T877.2
min 98 %, Ph.Eur., USP	1 kg	R.T877.1
min 98 %, Ph.Eur., USP	5 kg	R.T877.3
min 99,5 %, p.a.	500 g	R.4984.2
min 99,5 %, p.a.	1 kg	R.4984.1
min 99,5 %, p.a.	2,5 kg	R.4984.3
min 99,5 %, p.a.	5 kg	R.4984.4
min 99,5 %, p.a.	10 kg	R.4984.5
min 99,5 %, p.a.	25 kg	R.4984.7