

HYDROGENSÍRAN DRASELNÝ

kyselý síran draselný

CAS: 7646-93-7**Vzorec:** KHSO₄**Technické parametry**

Molekulová hmotnost:	136,17
Hustota:	2,32 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H314-H335

HYDROGENSÍRAN DRASELNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
čistý	1 kg	H 09301
p.a.	500 g	H 09102
p.a.	1 kg	H 09101

HYDROGENSÍRAN DRASELNÝ

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, extra čistý	500 g	R.X989.1
min 98 %, extra čistý	1 kg	R.X989.2
min 98 %, extra čistý	2,5 kg	R.X989.3
min 98 %, extra čistý	25 kg	R.X989.7
min 99 %, p.a.	500 g	R.P020.1
min 99 %, p.a.	1 kg	R.P020.2
min 99 %, p.a.	2,5 kg	R.P020.3