

**HYDROGENSIŘIČITAN SODNÝ**

kyselý siřičitan sodný

**CAS:** 7631-90-5**Vzorec:** NaHSO<sub>3</sub>**Technické parametry**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Molekulová hmotnost: | 104,06                  |
| Hustota:             | 1,36 g·cm <sup>-3</sup> |
| Bezp. věty (GHS):    | H302-EUH031             |

| Čistota        | Balení | Katalogové číslo |
|----------------|--------|------------------|
| min 37% roztok | 1 l    | H 10501          |
| min 37% roztok | 5 l    | H 10502          |