

HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ

kyselý uhličitán sodný

CAS: 144-55-8

Vzorec: NaHCO₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

84,01

HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, čistý	500 g (stačí na 10 l média)	H 12302
min 98 %, čistý	1 kg	H 12301
min 99 %, p.a.	500 g	H 12101
min 99 %, p.a.	1 kg	H 12102

HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ

Technické parametry

Hustota:

2,22 g·cm⁻³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %	500 g	R.0965.1
min 99 %	1 kg	R.0965.2
min 99 %	5 kg	R.0965.3
min 99 %, Ph.Eur., extra čistý	1 kg	R.8551.1
min 99 %, Ph.Eur., extra čistý	5 kg	R.8551.2
min 99 %, Ph.Eur., extra čistý	25 kg	R.8551.5
min 99,5 %, p.a., ACS, ISO	500 g	R.6885.2
min 99,5 %, p.a., ACS, ISO	1 kg	R.6885.1
min 99,5 %, p.a., ACS, ISO	5 kg	R.6885.3
min 99,5 %, p.a., ACS, ISO	25 kg	R.6885.5
CELLPURE® min 99,5 % pro buněčnou biologii a biochemii	500 g	R.HN01.1
CELLPURE® min 99,5 % pro buněčnou biologii a biochemii	1 kg	R.HN01.2
CELLPURE® min 99,5 % pro buněčnou biologii a biochemii	5 kg	R.HN01.3

