


Vlhkoměr 623 | TESTO

Vlhkoměr pro měření teploty a vlhkosti vzduchu

- Velký displej umožňuje přehled o aktuálních hodnotách a statistice za posledních 90 dní
- Pomocí funkce alarmu zobrazí dosažení hraničních hodnot
- Intervaly pro zobrazení naměřených hodnot si lze nastavit v rozmezí 5 minut až maximálně 24 hodin
- Naměřené hodnoty za poslední 90 dní se automaticky ukládají
- Vhodné pro měření teploty a vlhkosti vzduchu v obytných prostorách, kancelářích, laboratořích a prostorách určených pro skladování
- Stabilní senzor zaručuje dlouhodobou kvalitu

Technické parametry

Teplotní rozsah:	-10 až +60 °C
Rozlišení:	0,1 °C
Přesnost:	±0,4 °C
Pouzdro:	plast (ABS)
Krytí :	IP 30
Rozměry (š x h x v):	185 x 105 x 36 mm
Hmotnost:	240 g



Hygrometr Testo 623

Model	Balení (ks)	Katalogové číslo
Hygrometr Testo 623	1	R.LY99.1

Součástí balení je vlhkoměr testo 623, baterie, přípevňovací materiál, výstupní protokol z výroby.