

HYPERICIN

CAS: 548-04-9

Vzorec: C₃₀H₁₆O₈


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

504,43

Bezp. věty (GHS):

H301-H317



www.p-lab.cz

Čistota	Balení	Katalogové číslo
ROTICHROM® HPLC min 98 % referenční látka pro HPLC	1 mg	R.L543.1
ROTICHROM® Pracovní standard	10 mg	R.NC22.1
ROTI®STAR Primární standard	10 mg	R.NE22.1