

HYPEROSID


kvercetin-3-galaktosid, hyperin z třezalky tečkované (hypericum perforatum)

CAS: 482-36-0

Vzorec: C₂₁H₂₀O₁₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	464,39
Bezp. věty (GHS):	H302



HYPEROSID

Čistota	Balení	Katalogové číslo
ROTICHRON [®] TLC referenční látka pro tenkovrstvou chromatografii	25 mg	R 42151
ROTICHRON [®] HPLC min 99 % referenční látka pro HPLC	10 mg	R.7932.1
ROTICHRON [®] Pracovní standard	50 mg	R.NC23.1
ROTI [®] STAR Primární standard	25 mg	R.NE23.1