

Imerzní olej pro fluorescenční mikroskopii

Imerzní olej s nízkým stupněm viskozity a nízkou fluorescencí na pozadí

- Vhodný i pro mikroskopii krevních nátěrů

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H410
Hustota:	1,03 g·cm ⁻³
Fluorescence (365 nm):	max 1,5 ppm



Imerzní olej pro fluorescenční mikroskopii

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Imerzní olej pro fluorescenční mikroskopii	15 ml	lahvička s kapátkem	R.X899.4
Imerzní olej pro fluorescenční mikroskopii	50 ml	sklo	R.X899.1
Imerzní olej pro fluorescenční mikroskopii	100 ml	sklo	R.X899.2
Imerzní olej pro fluorescenční mikroskopii	500 ml	sklo	R.X899.3