

INDIGOKARMÍN


C.I.73015

CAS: 860-22-0

Vzorec: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	466,36
Indikátor:	redoxní
Redoxní potenciál E ₀ [V] při pH = 0 a 20 °C:	+0,29
Barevný přechod (zoxidovaná - redukováná forma):	modrá - nažloutlá
Pracovní roztok:	0,25 g v 100 ml EtOH NEBO 1 g v 100 ml H ₂ O
Indikátor:	pH 11,5-14,0
Bezp. věty (GHS):	H302



INDIGOKARMÍN

Čistota	Balení	Katalogové číslo
indikátor	100 g	I 01501

INDIGOKARMÍN

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro mikroskopii	10 g	R.5156.1
pro mikroskopii	25 g	R.5156.2
pro mikroskopii	100 g	R.5156.3
min 80 %, p.a., pro mikroskopii	25 g	R.2700.1
min 80 %, p.a., pro mikroskopii	100 g	R.2700.2